

Anleitung zur Blutentnahme

Bildliche Anleitung zur Zusammensetzung des Vacutainer Blutentnahme-Systems


- 1) Drehen Sie den Vacutainer Luer Adapter in den Vacutainer one-use holder



- 2) Verbinden Sie den Membran-Adapter mit dem Vacutainer Luer Adapter



- 3) Verbinden Sie die Safety-Multifly®-Kanüle mit dem Membran-Adapter



- 4) Stecken Sie das Blutentnahme-Röhrchen im Vacutainer one-use holder in die Nadel des Vacutainer Luer Adapters

