

Proteomik Plattform - Core Facility (ProtCF)

Dieses sind grundlegende Hinweise für saubere Proben, basierend auf unseren Erfahrungen.

- Nur originale Eppendorf Mikroreaktionsgefäße benutzen
- Nur originale Eppendorf Pipettenspitzen benutzen.
- HPLC-grade Acetonitril benutzen, gleichfalls für TFA oder Ameisensäure; frisches MilliQ Wasser
- Keine Glas – oder Plastikpipetten in die Acetonitril Stamm-/Vorratslösung einführen.
- Zum Entsalzen: HyperSep <http://www.thermofisher.com/order/catalog/product/60109-201>, Elution mit 65 % ACN.