



UNIVERSITÄTS
KLINIKUM FREIBURG

Department für Medizinische
Mikrobiologie, Virologie und
Hygiene
Institut für Mikrobiologie & Hygiene

Einsendeschein Sporenpäckchen (externe Einsender)

Biologische Überprüfung der Wirksamkeit von Sterilisatoren mittels Bioindikatoren (Sporenstreifen)

Arbeitsplatz: ster
wird nicht in MLab erfasst

Eingangsdatum: _____

Einsender / Befundempfänger: _____

Hersteller / Modell-
bezeichnung Autoklav: _____

Datum der Durchführung: _____

Durchführender: _____

Heißluftsteril.

Dampfdrucksteril.

Sterilisierzeit: ____min. Temperatur: ____°C

Streifen Nr.	Lage im Autoklaven	Labornummer	Wachstum
1	oben vorn li		
2	oben vorn re		
3	oben hinten li		
4	oben hinten re		
5	oben Mitte		
6	unten vorn li		
7	unten vorn re		
8	unten hinten li		
9	unten hinten re		
10	unten Mitte		
Kontrolle	Nicht autoklavieren! Als Wachstumskontrolle ans Labor senden.		

Bewertung
<input type="checkbox"/> Der mikrobiologische Befund gibt keine Hinweise auf eine unzureichende Funktion. Der geprüfte Autoklav kann aufgrund der vorliegenden Prüfergebnisse weiterbetrieben werden.
<input type="checkbox"/> Der mikrobiologische Befund ist nicht eindeutig. Der geprüfte Autoklav kann zunächst weiterbetrieben werden. Eine Wiederholung der Prüfung ist jedoch unverzüglich vorzunehmen. Bis dahin ist die Sterilisierzeit um ____ Minuten zu verlängern.
<input type="checkbox"/> Der mikrobiologische Befund weist auf eine unzureichende Sterilisation hin. Der geprüfte Autoklav darf bis zur Behebung des Fehlers nicht weiterbetrieben werden.

Die mikrobiologische Auswertung der Sporenstreifen erfolgt durch das Sterilitätsprüfungslabor des **Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Hermann-Herder-Str. 11, 79104 Freiburg, Telefon 0761-203 6627.**

Datum/Unterschrift des Prüfers (Labor): _____