

## Hinweise Einsender Zytologisches Material

Bei der Entnahme und Einsendung der Präparate sind für eine qualitativ hochwertige Diagnostik bei möglichst kurzen Befundzeiten folgende Punkte zu beachten:

### 1. Einsendeschein

- ▶ Vollständig ausfüllen, inkl. Name und Telefonnummer des anfordernden Arztes.
- ▶ Eilige Fälle mit Stempel „EILT“ kennzeichnen
- ▶ Bei *infektiösem Material* Erregerangabe (insbesondere bei HIV, Hepatitis, Tuberkulose und SARS).
- ▶ Bei mehreren Probengefäßen Nummerierung und Lokalisation auf Einsendeschein und Einsendegefäß vermerken.
- ▶ Probengefäße mit einem Patientenaufkleber kennzeichnen.

### 2. Probenbehandlung

- ▶ Flüssigkeiten nativ in EDTA-Röhrchen einbringen.
- ▶ Ausstriche lufttrocknen (keine Fixierung) oder feucht fixieren (bitte kennzeichnen ob luftgetrocknet oder feucht fixiert).
- ▶ TBNA ausstreichen + lufttrocknen, Nadelrest in Formalingefäß eingeben.
- ▶ Nativer Liquor (in EDTA) muss sofort in die Pathologie übersandt werden. Alternativ ist auch die Einsendung von aus frischem Liquor angefertigten, luftgetrockneten Zytozentrifugaten möglich.
- ▶ *Nativen Liquor bis 12:00 Uhr einsenden, ansonsten ist eine Ankündigung erforderlich!  
(Tel.-Nr. 0761 270-81100 oder -81330)  
Nicht auf Wochenenden oder Feiertage hin versenden.*
- ▶ Material für HPV-Nachweis / Test (PCR) ein Ausstrichpräparat sowie eine Dünnschichtzytologie (Probengefäß → Sure Thin Test). Bei ausschließlicher Übermittlung eines Sure Thin Tests (ohne Ausstrich) wird nur ein HPV-Test / eine HPV-Bestimmung durchgeführt (→ kein gynäkologischer Befund). Wird kein HPV-Nachweis / Test benötigt, bitte nur die Zusendung eines Ausstrichpräparats.

### 3. Versand

- ▶ Ausstrichpräparate in stabile Behälter für Objektträger legen.
- ▶ Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss die Verpackung gemäß [ADR2021](#) und Verpackungsvorschriften der Post dem Aufdruck „Freigestellte medizinische Probe“ gekennzeichnet sein und die dreifache Verpackung eingehalten werden.

### 4. Anforderung von Einsendescheinen

- ▶ [Allgemeine Zytologie](#) und [Zervixzytologie](#) Einsendescheine können Sie über das Internet bzw. die Formularplattform im Intranet abrufen.
- ▶ Einsendegefäße und Versandtaschen für den Versand können Sie über das Formular [Anforderung von Versandmaterial](#) auf unserer Internetseite bzw. im Intranet über die Formularplattform anfordern.

### 5. Rückfragen

- ▶ Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Zytologielabor unter der Telefonnummer 0761-270-81100 oder -81330.